

# 产品说明书

## Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：抗生素检定培养基 5 号

英文名称：Antibiotic Agar No.5

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
022177	干粉	100g/瓶

### 【产品用途】

用于两性霉素 B 检定菌种啤酒酵母培养用。

### 【检验原理】

本法是利用抗生素在琼脂培养基内的扩散作用，抑菌圈直径与抗生素的浓度或活性有关;比较标准品与供试品两者对接种的试验菌产生抑菌圈的大小，以测定供试品效价的一种微生物学方法。

### 【配方成分】

配方 (每升)	含量
胨	10.0g
麦芽糖	40.0g
琼脂	15.0g
最终 pH	6.1±0.1

### 【使用方法】

称取本品干粉 65g，加入蒸馏水或去离子水 1 L，搅拌加热煮沸至完全溶解，分装三角瓶，115℃高压灭菌 30min，备用。

### 【质量控制】

下列质控菌株接种后于 35-37℃培养 24-36h，观察结果如下表：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	酿酒酵母 ATCC9763	生长良好	表面呈一层光滑稍厚的菌苔

### 【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处，用后立即旋紧瓶盖；贮存期三年。

### 【注意事项】

- 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

### 【说明版本】

2020 年 5 月 14 日

### 【参考文献】

《中华人民共和国药典》2020 年版